

Продуктивность и надежность

Обрабатывает до 60ти образцов за час.
Проверенная на практике эффективность гомогенизации,
включая продукты полутвердого типа.
2 года гарантии от производителя

Безопасность

Отличная дезинфекция: нержавеющая сталь внутри,
доступ к целой камере, съемные лопасти, поддон для
утилизации отходов.
Электронная защита мотора и механизма гомогенизации.

Гарантия качества

Гарантированное качество: оптимизированный
уровень извлечения микроорганизмов

BL 400 Гомогенизатор

*Для интенсивного использо-
вания без технического
обслуживания*




Сфера применения

Ветеринария
Пищевая
Косметическая
Фармацевтическая
промышленности.



Гомогенизатор лопастного типа

Дополнительно:



- Стерильные пакеты (стерилизация радиацией)
- Стерильные пакеты с боковым полным фильтром
- Пакеты без фильтра
- Зажимы
- Наконечники для разбавления 1 мл
- Ротационная подставка
- Пакетодержатель



Pulsifier : специально разработан для
рыбо- и мясо-продуктов

Smasher :
наиболее бесшумный гомогенизатор



Разбавитель гравиметрический
DI 400

Технические данные	BL 400 Гомогенизатор
Таймер	Продолжительность: от 10с до 3м
Скорость	240 ударов/ мин
Очистка	Легкоочищаемая камера со съемными лопастями
Поддон	опционно
Пакеты	80 .. 400 мл, опционно
Автомат. старт с закрытия дверцы	Есть
Внут. камера из нержавеющей стали	Есть
Размер ШхДхВ	260x400x265 мм
Вес	18 кг

BL 400 sheet - 10/11/2010 - MС10 The specifications and performance cited in the present document are subject to modification without notice.



YOUR AWEL PARTNER "Юнилаб"
Киев, 04208, Пр. Правды 88-б
тел. +38 044 221 44 95
unilab@i.com.ua

