



SZR2



SZR4



SZR12



SZR14

SZR серия

микроскопы для научных исследований, широкий модельный ряд и дополнительные аксессуары позволят подобрать модель, оптимально отвечающую всем запросам лаборатории

модель	головка	окуляр	объективы	увеличение	освещение
SZR-1	бинокулярная	WF10x/22 мм	0,67x...4,5x, рабочая дистанция 100 мм	6,7x...45x	нет
SZR-2	тринокулярная	WF10x/22 мм	0,67x...4,5x, рабочая дистанция 100 мм	6,7x...45x	нет
SZR-3	бинокулярная	WF10x/22 мм	0,67x...4,5x, рабочая дистанция 100 мм	6,7x...45x	галогенная лампа, 15 Вт, падающий свет, наружный трансформатор
SZR-4	тринокулярная	WF10x/22 мм	0,67x...4,5x, рабочая дистанция 100 мм	6,7x...45x	галогенная лампа, 15 Вт, падающий свет, наружный трансформатор
SZR-5	бинокулярная	WF10x/22 мм	0,67x...4,5x, рабочая дистанция 100 мм	6,7x...45x	галогенная лампа, 15 Вт, падающий и проходящий свет, наружный трансформатор
SZR-6	тринокулярная	WF10x/22 мм	0,67x...4,5x, рабочая дистанция 100 мм	6,7x...45x	галогенная лампа, 15 Вт, падающий и проходящий свет, наружный трансформатор
SZR-7	бинокулярная	WF10x/22 мм	0,67x...4,5x, рабочая дистанция 100 мм	6,7x...45x	галогенная лампа, 15 Вт, падающий и проходящий свет, наружный трансформатор
SZR-8	тринокулярная	WF10x/22 мм	0,67x...4,5x, рабочая дистанция 100 мм	6,7x...45x	галогенная лампа, 15 Вт, падающий и проходящий свет, наружный трансформатор
SZR-9	бинокулярная	WF10x/22 мм	0,67x...4,5x, рабочая дистанция 100 мм	6,7x...45x	галогенная лампа, 15 Вт, падающий и проходящий свет, внутренний трансформатор
SZR-10	тринокулярная	WF10x/22 мм	0,67x...4,5x, рабочая дистанция 100 мм	6,7x...45x	галогенная лампа, 15 Вт, падающий и проходящий свет, внутренний трансформатор
SZR-11	бинокулярная	WF10x/22 мм	0,67x...4,5x, рабочая дистанция 100 мм	6,7x...45x	нет
SZR-12	тринокулярная	WF10x/22 мм	0,67x...4,5x, рабочая дистанция 100 мм	6,7x...45x	нет
SZR-13	бинокулярная	WF10x/22 мм	0,67x...4,5x, рабочая дистанция 100 мм	6,7x...45x	нет
SZR-14	тринокулярная	WF10x/22 мм	0,67x...4,5x, рабочая дистанция 100 мм	6,7x...45x	нет