

NEW камеры до 2,355
литров



Сила Инноваций.

Лучшие Стерилизаторы.

Горизонтальная загрузка:
Systec H-Series.

Проходные автоклавы:
Systec H-Series 2D.

Systec

the autoclave company

Технические характеристики

X = Стандарт
0 = Опционно

Горизонтальные автоклавы с фронтальной загрузкой Systemc H-Series	
Интегрированный в корпус автоклава парогенератор	X
Расширенный диапазон температуры и давления: до 150°C/5бар	0
Количество программ стерилизации (до ...)	100
Сенсорный экран	X
Пароль защищенного доступа для параметризации и для дальнейшей безопасности	X
Подключение к внешнему источнику пара	X
Предварительно программируемое автоматическое открытие двери в конце программы	X
PT-100 датчик для стерилизации сред	X
Быстрое охлаждение без/ с противодавлением сжатым воздухом	0
Пред- и Пост- вакумирование	0
Фильтр очистки выходящего воздуха, стерилизуемый с встроенным PT датчиком	0
Сушка 'Superdry' (только в сочетании с вакуумной системой)	0
RS232-, RS485, USB и Ethernet интерфейс для передачи данных (совместимое с сетью)	X
Программное обеспечение для ПК для расширенной документации (совместимое с сетью)	0
Встроенная память для хранения до 500 циклов стерилизации	X
Встроенная память для резервного копирования данных до 10,000 циклов стерилизации и для передачи данных процесса к ПК через USB	0
Таймер для программируемого времени запуска автоклава в работу	X
Охлаждение отходящего пара с контролером по температуре	X
"Autofill" - автоматическая подача воды в парогенератор	X
Специальная программа для стерилизации отходов с пульсирующим нагревом	X
Функция поддержания температуры после окончания программы для жидкостей	X
Порт для валидации	X
Специальные программы (тест для стеклянных бутылок, "растворение агара")	X
Все рамы из коррозионностойкой нержавеющей стали	X
Фабрично подготовлен для последующей установки системы быстрого охлаждения	X
Фабрично подготовлен для последующей установки вакуумной системы	X
Фабрично подготовлено для последующей установки сушки	X
Расчет FO параметра	X

Горизонтальные, 1 дверь

Проходные, 2х дверные

	Systemc HX-210	Systemc HX-320	Systemc HX-430	Systemc HX-540	Systemc HX-320 2D	Systemc HX-430 2D	Systemc HX-540 2D
Размер камеры							
Ø x глубина, мм	740 x 500	740 x 750	740 x 1000	740 x 1250	740 x 750	740 x 1000	740 x 1250
Объем камеры							
литры, общ/ номинал	280/210	385/320	495/430	602/540	370/320	480/430	590/540
Внешние размеры, мм							
Ш	930	930	930	930	930	930	930
В	1780	1780	1780	1780	1780	1780	1780
Д	1035	1285	1535	1785	1210	1460	1710

Общее: потребляемая мощность 18 кВт, подключение: 380 - 400 В, 50/60 Hz, 3-фазный + нейтраль, 32 А

*Теперь мы предлагаем еще больше автоклавы до трех метров глубиной с номинальной емкостью **до 2355 литров**. Пишите для получения дополнительной информации.

Модель	HX-580	HX-780	HX-980	HX-1180	HX-1580	HX-2350
Размер камеры						
(Ø x глубина, мм)	1000x750	1000x1000	1000x1250	1000x1500	1000x2000	1000x3000
Объем камеры, л	580	780	980	1180	1580	2350

Украина, 04208, Киев
Пр. Правды 88-б
Tel. +38 044 221 44 95
Email: unilab@i.com.ua
Internet: www.unilab.kiev.ua

Systemc

the autoclave company