

NEW



Сила в Инновациях.

Для автоматизированного
розлива питательных сред
в чашки Петри.

Systec Mediafill.

Systec

the autoclave company

Технический данные:

- 5.7" сенсорный экран - простой в управлении
- Предназначен для стерильного розлива агаризованных или жидких сред в чашки Петри.
- Выбор типа чашек Петри одним нажатием - встроенная база данных
- Вместимость на 220 и 440 чашек Петри (16,5 мм)
- Производительность до 650 чашек Петри /час (15 мл на чашку)
- Объем дозирования в чашки Петри 1-30 мл
- Полная автоматизация всех циклов, быстрый запуск без регулировки благодаря авто-тестированию карусели.
- Простое интерактивное меню на электронном дисплее
- Приготовление двойных сред в бинарных чашках Петри
- Возможность введения до 40 программ
- Розлив выполняется под УФ(2,3Вт) для уменьшения риска загрязнения
- Режим розлива: ручной/автоматический
- RS232 выход для подключения к компьютеру
- Простой монтаж и демонтаж установки
- Интегрированный перист. насос(основной) - для точного дозирования
- Интегрированный насос для введение добавок (опционно)
- Точность розлива 1% от объема
- Функция "Встряхивания" - для оптимального распределения сред в чашках
- Функция "Пельтье Охлаждение" (опционно)
- Печать непосредственно на чашках Петри (опционно)



	Mediafill	Stack 220	Stack 440
Длина (мм)	683		
Ширина (мм)	662		
Высота (мм)	348	410	760
Диаметр (мм)		566	566
Общая высота (мм)		800	1140
Высота автоподачика (мм)		330	680
Чашки Петри диаметр (мм)		90	90
Чашки Петри высота (мм)		12..26	12..26
Вместимость (Чашки Петри 16.5 мм)		220	440
Вес (кг)			
- Mediafill	37.5		
- Автоподачик		6.9	8.4
- Дополнительный насос (опционно)	0.5		
- Пельтье охладитель (опционно)	1.7		

Насос

Основной насос (мл)	1 ..1000
Точность дозирования при 15мл(%)	1
Дополнительный насос (%)	3 ..10

Максимальная скорость наполнения

- ручное наполнение(мл/мин)	1000
- наполнение чашки(мл/мин)	500
Задержка(сек)	0 ..10

УФ-свет

Мощность(Вт)	9
УФ-свечение (В)	2.3 (254 нм)
Интерфейс	RS232
Питание	100 В-240 В, 50/60 Гц

Украина, 04208, Киев
 Пр. Правды 88-б
 Tel. +38 044 221 44 95
 Email: unilab@i.com.ua
 Internet: www.unilab.kiev.ua



Systemic

the autoclave company